

Vascular Access Catalogue

Safe & Secure



Advancing Vascular Access



**PROFESSIONAL
DIETETICS**

www.professionaldietetics.gr

info@prof-diet.gr

211-1827686

HEALTHPORT® POWER PLP

PORT ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ



- Θάλαμος ειδικά σχεδιασμένος για χρήση για ενέσεις σκιαγραφικών μέσω υψηλής ροής
- Το μεγάλο αυτοσφραγιζόμενο διάφραγμα διευκολύνει τον εντοπισμό κατά τη διάρκεια ψηλάφηση του δέρματος και μειώνει τους κινδύνους συγκέντρωσης παρακέντησης
- Διαφανής και ακτινοδιαφανής ελαστομερής σύνδεσμος επιτρέπει γρήγορη, ασφαλή και αναστρέψιμη σύνδεση του καθετήρα
- Πλαστικός θάλαμος χαμηλού προφίλ, κατάλληλος και για ασθενείς με παχύ υποδόριο λίπος

Features

Port

ΥΛΙΚΟ:	Titanium + Polysulphone
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	circular - base diameter 27 mm
ΥΨΟΣ:	10.6 mm
ΒΑΡΟΣ:	5.9 g
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ:	0.36 ml

Septum

ΥΛΙΚΟ:	Silicone
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ	13 mm
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΛΟΝΩΝ:	2000 with 22 G Huber needle 1000 with 19 G Huber needle
ΡΟΗ:	5ml/s with Max ΠΙΕΣΗ 300PSI, Max ΙΞΩΔΕΣ 12cP

Καθετήρας με στρογγυλεμένο άκρο, σημειωμένο με μια τελεία κάθε εκατοστό και έναν αριθμό κάθε 5 εκατοστά.

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ POWER PLP	ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ g	ΥΛΙΚΟ	ΕΔ mm	ΕΞ Δ mm	FR	ΜΗΚΟΣ mm	ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣΡΟΗ		ΡΟΗ mL/min 19G
									ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ FR	mL/min 22G	
201.24.12.30	All-in-One	10.6	5.9	silicone	1.30	2.70	8	600	9	7	21
201.24.12.20	All-in-One	10.6	5.9	PUR	1.35	2.00	6	600	6.5	8	22
201.24.12.33	All-in-One	10.6	5.9	PUR	1.60	2.70	8	600	9	8	24
201.24.10.30	Standard	10.6	5.9	silicone	1.30	2.70	8	600	NA	7	21
201.24.10.20	Standard	10.6	5.9	PUR	1.35	2.00	6	600	NA	8	22
201.24.10.33	Standard	10.6	5.9	PUR	1.60	2.70	8	600	NA	8	24

All-in-One

Διαμόρφωση πακέτου

Port
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Huber ΒΕΛΟΝΑ 22 G x 25.4 mm
Luer ΣΥΝΔΕΣΗ
Peel-away Εισαγωγέας-διαστολέας
ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 18 G
0.89 mm J-Guidewire
ανοξειδωτο χάλυβα

Standard

Διαμόρφωση πακέτου

Port
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ
Huber ΒΕΛΟΝΑ 22 G x 25.4 mm
Luer ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ Set

ΚΩΔΙΚΟΣ		Colour Code
201.51.10.21	Introducer Set 6.5FR	
201.51.10.31	Introducer set 9FR	

- Peel-away dilator-introducer
- 18 G introducer needle
- 0,89 mm J-Guidewire
- Stainless steel tunneler



**PROFESSIONAL
DIETETICS**

www.professionaldietetics.gr
info@prof-diet.gr
211-1827686